

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Material: Tecido não tecido de SSMMS. Tratamento anti-estático.

Material que assegura a circulação de ar, calor e vapor de água, permitindo trocas de temperatura do corpo

Cor: Azul

Gramagem: 35g/m2

Modelo: Punho em algodão; Costuras ultrasónicas; Uso único; Design ergonómico para máximo conforto e liberdade de movimento; Zona frontal e braço reforçadas; Resistência à tração; Bata e 2 toalhetes envoltos em SMS, em embalagem primária isenta da libertação de fibras;

Esterilizadas por Óxido de Etileno, segundo os requisitos da Normativa EN ISO 11135-1:2007

FINALIDADE DO PRODUTO

Estão indicadas para utilização pelos profissionais de saúde com vista à proteção contra microrganismos, sangue contaminado ou químicos durante procedimentos cirúrgicos, prevenindo a transferência de agentes infecciosos e evitando a contaminação cruzada. Adequado para intervenções cirúrgicas onde o nível de fluídos é médio a alto.

CLASSIFICAÇÃO

Dispositivo Médico de classe I – Estéril

NORMATIVAS E DIRETIVAS

Dispositivo Médico de classe I, estéril, de acordo com a Diretiva 93/42/CEE. Fabricada ao abrigo dos requisitos das Normas ISO 13485:2016 e ISO 9001:2015. EN 13795:2011; EN ISO 11135-1:2007; EN ISO 10993-1:2009; EN ISO 10993-5:2009; EN ISO 10993-7:2008; ISO 10993-10:2009; EN ISO 11607-1:2009; EN ISO 11607-2/A1:2014; EN ISO 11607-2/A1:2014; EN ISO 10993-1:2009; EN ISO 11737-1:2006; EN ISO 11737-2:2009; EN ISO 14971:2012; EN 980:2008; EN 1041:2008; ISO 15223-1:2016.

PRECAUÇÕES DE ARMAZENAMENTO

Manter em local seco e proteger da humidade, luz solar direta, luz fluorescente, ozono, raios-X e frio e calor excessivo. Descarte de acordo com os regulamentos locais.


FABRICANTE

Raclac S.A

VIDA ÚTIL

5 anos, após a data de fabrico

SIMBOLOGIA APLICADA



Referência: 12001-M | 12001-L | 12001-XL | 12001-XXL

M L XL XXL

ESPECIFICAÇÕES DIMENSIONAIS

M L XL XXL Tolerância

| | | M | L | XL | XXL | Tolerância |
|----------------|---------------------------|------|------|------|------|------------|
| A | Largura do ombro | 19.5 | 21 | 25 | 25 | +/-2 |
| B | Largura do peito | 66.5 | 68 | 72.5 | 80.5 | +/-2 |
| C | Comprimento da manga | 56 | 59 | 63 | 64 | +/-2 |
| D | Largura da cava | 28 | 32.5 | 33 | 35 | +/-2 |
| E | Comprimento do punho | 7 | 7 | 7 | 7 | +/-1.5 |
| F | Comprimento do pescoço | 64 | 65 | 67 | 69 | +/-2 |
| G | Comprimento frontal | 118 | 128 | 138 | 150 | +/-2 |
| H | Comprimento desde o ombro | 126 | 137 | 147 | 155 | +/-2 |
| I | Largura do círculo | 152 | 160 | 160 | 160 | +/-3 |
| J | Comprimento do velcro | 10 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | +/-1 |
| K | Largura do velcro | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | +/-1 |
| Área reforçada | | | | | | |
| L | Pescoço à área reforçada | 10 | 10.5 | 11 | 11 | +/-2 |
| M | Largura do reforço | 40 | 50 | 50 | 50 | +/-2 |
| N | Comprimento do reforço | 126 | 137 | 147 | 155 | +/-2 |
| O | Manga reforçada | 39 | 41 | 43 | 45 | +/-2 |

LOGÍSTICA

Cartão com 50 sets, embalados individualmente.