

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Material: Polipropileno

Cor: Azul

Tamanho: M, L, XL, XXL

Esterilidade: Não estéril

Gramagem: 18 gr/m²

Modelo: Bata de uso único com manga comprida e punhos com elástico. Abertura/fecho posterior com tiras na zona do pescoço e na cintura para um correto ajuste às diferentes fisionomias individuais. Design ergonómico que garante conforto e liberdade de movimento, e assegura a circulação de ar, calor e vapor de água.

FINALIDADE DO PRODUTO

Destinado à utilização por profissionais de saúde em ambiente hospitalar, a fim de assegurar ao doente uma proteção adequada do operador e de proteger este último contra eventual contaminação.

CLASSIFICAÇÃO

Dispositivo Médico de classe I - não estéril.

NORMATIVAS E DIRETIVAS

Dispositivo Médico de classe I - não estéril, de acordo com a Diretiva 93/42/CEE.


Fabrico ao abrigo dos requisitos das Normas EN ISO 13485:2016 e EN ISO 9001:2015.

RECOMENDAÇÕES DE ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

Manter em local seco e proteger da humidade, luz solar direta, luz fluorescente, ozono, raios-X e frio e calor excessivo. Descarte de acordo com os regulamentos locais.

FABRICANTE

Raclac, S.A.



Referência: 1040-M | 1040-L | 1040-XL | 1040-XXL

M L XL XXL

ESPECIFICAÇÕES DIMENSIONAIS

	M	L	XL	XXL
A (cm)	100 ± 2	105 ± 2	110 ± 2	115 ± 2
B (cm)	130 ± 2	135 ± 2	140 ± 2	145 ± 2

VIDA ÚTIL

5 anos, após a data de fabrico.

LOGÍSTICA

Tamanhos M, L e XL: Cartão com 350 unidades. Composto por 35 packs de 10 unidades.

Tamanho XXL: Cartão com 340 unidades. Composto por 34 packs de 10 unidades.

SIMBOLOGIA APLICADA

