

## CARACTERÍSTICAS GERAIS

**Material:** SMS - Spunbond Meltblown Spunbond

**Cor:** Azul-escuro (bata) e branco (punho de algodão)

**Dimensão:** 110 (A) x 140 (B) ± 2cm

**Gramagem:** 20 gr/m²

**Esterilidade:** Não estéril

**Modelo:** Bata de uso único com manga comprida e punho em algodão. Abertura/fecho posterior com tiras na zona do pescoço e cintura para um correto ajuste às diferentes fisionomias individuais. Design ergonómico que garante conforto e liberdade de movimento, e assegura a circulação de ar, calor e vapor de água.

## FINALIDADE DO PRODUTO

Destinado à utilização por profissionais de saúde em ambiente hospitalar, a fim de assegurar ao doente uma proteção adequada do operador e de proteger este último contra eventual contaminação.

## CLASSIFICAÇÃO

Dispositivo Médico de classe I - não estéril.

## NORMATIVAS E DIRETIVAS

Dispositivo Médico de classe I, não estéril, de acordo com a Diretiva 93/42/CEE.


Fabricadas ao abrigo dos requisitos das Normas EN ISO 9001:2015 e EN ISO 13485:2016.

## RECOMENDAÇÕES DE ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

Manter em local seco e proteger da humidade, luz solar direta, luz fluorescente, ozono, raios-X e frio e calor excessivo. Descarte de acordo com os regulamentos locais.

## FABRICANTE

Raclac, S.A.



Referência: 1034

T.U.

## VIDA ÚTIL

5 anos, após a data de fabrico.

## LOGÍSTICA

Cartão com 180 unidades. Composto por 18 packs de 10 unidades cada.

## SIMBOLOGIA APLICADA

