

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Material: Polímero Técnico


Cor: Branco

Microgem: 40 $\mu \pm 20\%$

Dimensão: 110(A) x 140 (B) ± 2 cm

Esterilidade: Não estéril

Modelo: Bata de uso único com manga comprida e punhos com elástico. Impermeável. Abertura/fecho posterior com tiras em tecido técnico na zona do pescoço e na cintura, permitindo uma elevada resistência no ajuste da bata e garantia de proteção. Elevada Impermeabilidade. Clorete em tecido técnico, permitindo um elevado conforto e adequado ajuste à zona do pescoço. Design ergonómico que garante conforto e liberdade de movimento. Elevado equilíbrio térmico e ergonómico.



Referência: 1041

T.U.

FINALIDADE DO PRODUTO

Destinado à utilização por profissionais de saúde em ambiente hospitalar, a fim de assegurar ao doente uma proteção adequada do operador e de proteger este último contra eventual contaminação.

CLASSIFICAÇÃO

Dispositivo Médico de Classe I não estéril.

NORMATIVAS E DIRETIVAS

Dispositivo Médico de classe I - não estéril, de acordo com a Diretiva 93/42/CEE.

Fabrico ao abrigo dos requisitos das Normas EN ISO 13485:2016 e EN ISO 9001:2015.

RECOMENDAÇÕES DE ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

Manter em local seco e proteger da humidade, luz solar direta, luz fluorescente, ozono, raios-X e frio e calor excessivo. Descarte de acordo com os regulamentos locais.

FABRICANTE

Raclac, S.A.

ADVERTÊNCIAS

Não abrir a embalagem com objetos contundentes suscetíveis de danificar o material.

VIDA ÚTIL

5 anos, após a data de fabrico.

LOGÍSTICA

Cartão de transporte composto por 12 packs de 10 unidades cada, perfazendo um total de 120 unidades.

SIMBOLOGIA APLICADA

