

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Material: Polipropileno/SMS - Spunbond Meltblown Spunbond

Cor: Branco (chinelos + touca) e Azul (bata + cueca)

Tamanho: Único

Esterilidade: Não estéril

Composto por: Touca Circular em PP branco (Ref.4121); Bata em SMS azul; Chinelos em PP branco (Ref.9001) e Cueca em SMS azul, tamanho extra-largo e com boa elasticidade (Ref.11006).

FINALIDADE DO PRODUTO

Destinado à utilização pelos doentes com a finalidade assegurar uma proteção adequada contra eventual contaminação em ambiente hospitalar.

CLASSIFICAÇÃO

Dispositivo Médico de classe I - não estéril.

NORMATIVAS E DIRETIVAS

Dispositivo Médico de classe I - não estéril, de acordo com a Diretiva 93/42/CEE.


Fabricadas ao abrigo dos requisitos das Normas EN ISO 9001:2015 e EN ISO 13485:2016.

RECOMENDAÇÕES DE ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

Manter em local seco e proteger da humidade, luz solar direta, luz fluorescente, ozono, raios-X e frio e calor excessivo. Descarte de acordo com os regulamentos locais.

FABRICANTE

Raclac, S.A.



Referência: 1032

T.U.

VIDA ÚTIL

5 anos, após a data de fabrico.

LOGÍSTICA

Cartão com 150 kits. Composto por 15 packs de 10 kits, embalados individualmente.

SIMBOLOGIA APLICADA

