

## CARACTERÍSTICAS GERAIS

**Material:** Polipropileno (PP) + Polietileno (PE)


**Cor:** Azul-claro

**Tamanho:** M, L, XL, XXL

**Esterilidade:** Não estéril

**Gramagem:** 31 gr/m²

**Modelo:** Bata de uso único com manga comprida e punhos com elástico. Impermeável. Abertura/fecho posterior com tiras na zona do pescoço e na cintura para um correto ajuste às diferentes fisionomias individuais. Design ergonómico que garante conforto e liberdade de movimento.



## FINALIDADE DO PRODUTO

Destinado à utilização por profissionais de saúde em ambiente hospitalar, a fim de assegurar ao doente uma proteção adequada do operador e de proteger este último contra eventual contaminação.

Referência: 1028-M | 1028-L | 1028-XL | 1028-XXL



## CLASSIFICAÇÃO

Dispositivo Médico de classe I - não estéril.

## ESPECIFICAÇÕES DIMENSIONAIS

	M	L	XL	XXL
A (cm)	110 ± 2	110 ± 2	120 ± 2	125 ± 2
B (cm)	140 ± 2	145 ± 2	150 ± 2	155 ± 2

## NORMATIVAS E DIRETIVAS

Dispositivo Médico de classe I - não estéril, de acordo com a Diretiva 93/42/CEE.

Fabrico ao abrigo dos requisitos das Normas EN ISO 13485:2016 e EN ISO 9001:2015. Testadas ao abrigo da norma EN 13795:2019.

## VIDA ÚTIL

5 anos, após a data de fabrico.

## RECOMENDAÇÕES DE ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

Manter em local seco e proteger da humidade, luz solar direta, luz fluorescente, ozono, raios-X e frio e calor excessivo. Descarte de acordo com os regulamentos locais.

## LOGÍSTICA

Cartão com 180 unidades. Composto por 18 packs de 10 unidades.

## FABRICANTE

Raclac, S.A.

## SIMBOLOGIA APLICADA

