

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Material: SMS - Spunbond Meltblown Spunbond

Cor: Azul-escuro

Dimensão: 110 (A) x 140 (B) ± 2cm

Gramagem: 28 gr/m²

Esterilidade: Não estéril

Modelo: Bata de uso único com manga comprida e punhos em elástico. Abertura/fecho frontal com tiras na zona da cintura para um correto ajuste às diferentes fisionomias individuais. Design ergonómico que garante conforto e liberdade de movimento, e assegura a circulação de ar, calor e vapor de água. Elevada opacidade.

FINALIDADE DO PRODUTO

Destinado à utilização por profissionais de saúde em ambiente hospitalar, a fim de assegurar ao doente uma proteção adequada do operador e de proteger este último contra eventual contaminação.

CLASSIFICAÇÃO

Dispositivo Médico de classe I - não estéril.

NORMATIVAS E DIRETIVAS

Dispositivo Médico de classe I - não estéril, de acordo com a Diretiva 93/42/CEE.


Fabrico ao abrigo dos requisitos das Normas EN ISO 13485:2016 e EN ISO 9001:2015.

RECOMENDAÇÕES DE ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

Manter em local seco e proteger da humidade, luz solar direta, luz fluorescente, ozono, raios-X e frio e calor excessivo. Descarte de acordo com os regulamentos locais.

FABRICANTE

Raclac, S.A.



Referência: 1027

T.U.

VIDA ÚTIL

5 anos, após a data de fabrico.

LOGÍSTICA

Cartão com 200 unidades. Composto por 20 packs de 10 unidades cada.

SIMBOLOGIA APLICADA

