

CARACTERÍSTICAS GERAIS


Material: Tecido 50% de Poliéster 50% de Algodão, impermeabilizado

Cor: Branco

Dimensão: 98 (A) x 130 (B) ± 3 cm

Esterilidade: Não estéril

Modelo: Bata de uso único com manga comprida (51 ± 2cm) e punhos com elástico. Impermeável. Abertura/fecho posterior com tiras na zona do pescoço e na cintura para um correto ajuste às diferentes fisionomias individuais. Design ergonómico que garante conforto e liberdade de movimento. Tecido Técnico de Qualidade Premium. De forma a garantir 100% eficácia do revestimento impermeável de elevado perforce e 100% de proteção para o utilizador e paciente, a face exterior da bata poderá conter excesso de revestimento impermeável.



FINALIDADE DO PRODUTO

Destinado à utilização por profissionais de saúde em ambiente hospitalar, a fim de assegurar ao doente uma proteção adequada do operador e de proteger este último contra eventual contaminação.

Referência: 1026-TT

T.U.

CLASSIFICAÇÃO

Dispositivo Médico de classe I - não estéril

VIDA ÚTIL

5 anos, após a data de fabrico

LOGÍSTICA

Disponibilizado em packs de 10 unidades cada. Cartão transporte composto por 70 unidades ou 30 unidades.

NORMATIVAS E DIRETIVAS

Dispositivo Médico de classe I - não estéril, de acordo com a Diretiva 93/42/CEE.

Fabrico ao abrigo dos requisitos das Normas EN ISO 13485:2016 e EN ISO 9001:2015. Testadas ao abrigo das Normas: ISO 13938-1:1999; EN 29073-3:1992 e EN ISO 811:2018, parte integrante da norma EN 13795.

RECOMENDAÇÕES DE ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

Manter em local seco e proteger da humidade, luz solar direta, luz fluorescente, ozono, raios-X e frio e calor excessivo. Descarte de acordo com os regulamentos locais.

SIMBOLOGIA APLICADA



FABRICANTE

Raclac, S.A.