

CARACTERÍSTICAS GERAIS


Material: Tecido não tecido de SSMMS. Tratamento anti-estático.

Material que assegura a circulação de ar, calor e vapor de água, permitindo trocas de temperatura do corpo

Cor: Azul

Gramagem: 35g/m²

Modelo: Punho em algodão; Costuras ultrasônicas; Uso único; Design ergonômico para máximo conforto e liberdade de movimento. Resistência à tração; Bata e 2 toalhetes envoltos em SMS, em embalagem primária isenta da libertação de fibras; Esterilizadas por Óxido de Etileno, segundo os requisitos da Normativa EN ISO 11135-1:2007



Referência: 12002-M | 12002-L | 12002-XL | 12002-XXL

M L XL XXL

FINALIDADE DO PRODUTO

Estão indicadas para utilização pelos profissionais de saúde com vista à proteção contra microrganismos, sangue contaminado ou químicos durante procedimentos cirúrgicos, prevenindo a transferência de agentes infecciosos e evitando a contaminação cruzada. Adequado para intervenções cirúrgicas onde o nível de fluidos é baixo a médio.

CLASSIFICAÇÃO

Dispositivo Médico de classe I – Estéril

NORMATIVAS E DIRETIVAS

Dispositivo Médico de classe I, estéril, de acordo com a Diretiva 93/42/CEE. Fabricada ao abrigo dos requisitos das Normas ISO 13485:2016 e ISO 9001:2015.

EN 13795:2011; EN ISO 11135-1:2007; EN ISO 10993-1:2009; EN ISO 10993-5:2009; EN ISO 10993-7:2008; ISO 10993-10:2009; EN ISO 11607-1:2009; EN ISO 11607-2/A1:2014; EN ISO 11607-2/A1:2014; EN ISO 10993-1:2009; EN ISO 11737-1:2006; EN ISO 11737-2:2009; EN ISO 14971:2012; EN 980:2008; EN 1041:2008; ISO 15223-1:2016.

PRECAUÇÕES DE ARMAZENAMENTO

Manter em local seco e proteger da humidade, luz solar direta, luz fluorescente, ozono, raios-X e frio e calor excessivo. Descarte de acordo com os regulamentos locais.

FABRICANTE

Racloc S.A

VIDA ÚTIL

5 anos, após a data de fabrico

SIMBOLOGIA APLICADA



CERTIFICAÇÃO

Certificado de Marcação CE ao abrigo do Organismo Notificado SGS
Bélgica (1639).

ESPECIFICAÇÕES DIMENSIONAIS

		M	L	XL	XXL	Tolerância
A	Largura do ombro	19,5	21	25	25	+/-2
B	Largura do peito	66,5	68	72,5	80,5	+/-2
C	Comprimento da manga	56	59	63	64	+/-2
D	Largura da cava	28	32,5	33	35	+/-2
E	Comprimento do punho	7	7	7	7	+/-1,5
F	Comprimento do pescoço	64	65	67	69	+/-2
G	Comprimento frontal	118	128	138	150	+/-2
H	Comprimento desde o ombro	126	137	147	155	+/-2
I	Largura do círculo	152	160	160	160	+/-3
J	Comprimento do velcro	10	12,5	12,5	12,5	+/-1
K	Largura do velcro	3,5	3,5	3,5	3,5	+/-1

LOGÍSTICA

Cartão com 50 sets, embalados individualmente.