

# FICHA TÉCNICA

## Luvas em Polietileno

rubbergold®

**Material:** Polietileno

**Cor:** Incolor

**Gramagem:** 0.65 ± 0,3 gr/pc

**Tamanho:** Único

**Dimensão:** 29 x 26 ± 1 cm

**Modelo:** Texturadas

**Esterilidade:** Não estéril



### DESCRIÇÃO

Luvas de uso único em polietileno. Com palma e dedos texturados, oferecem uma boa aderência e proteção básica para tarefas ligeiras.

### REFERÊNCIA

2500

### FINALIDADE DO PRODUTO

Proteção do utilizador contra eventuais riscos mínimos, que possam ser suscetíveis de ameaçar a saúde e/ou segurança do usuário ou terceiros.

### RECOMENDAÇÕES DE ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

Manter em local seco e proteger da humidade, luz solar direta, luz fluorescente, ozono, raios-X e frio e calor excessivo. Descarte de acordo com os regulamentos locais.

### CLASSIFICAÇÃO

Equipamento de Proteção Individual de categoria I de acordo com o Regulamento (UE) 2016/425.

### VIDA ÚTIL

5 anos, após a data de fabrico.

### SIMBOLOGIA



### LOGÍSTICA

Cartão com 22000 unidades. Composto por 220 packs de 100 unidades cada.

Esta ficha técnica é suportada pela aprovação do Sistema de Gestão da Qualidade segundo a norma EN ISO 9001:2015 sob o certificado PT18/06417, emitido pela SGS ICS.



**FABRICANTE:**  
Arka, Europe, S.A  
Rua de Ribela 600, 4770-170 Cruz,  
Portugal  
info@arkamedical.eu | Tel. +351 252 916  
497  
(chamada para telefone fixo nacional)

FT/04\_2500\_rev.02\_01/11/2025

# TECHNICAL DATA SHEET

## Polyethylene gloves

rubbergold®

**Material:** Polyethylene

**Color:** Colorless

**Weight:** 0.65 ± 0.3 g/pc

**Size:** One size fits all

**Dimensions:** 29 x 26 ± 1 cm

**Model:** Textured

**Sterility:** Non-sterile



### DESCRIPTION

Single-use polyethylene gloves. With textured palms and fingers, they provide good grip and basic protection for light tasks.

### REFERENCE

2500

### PRODUCT PURPOSE

Protection for the user against potential minimal risks that could threaten the health and/or safety of the user or third parties.

### STORAGE AND TRANSPORT RECOMMENDATIONS

Keep in a dry place and protect from the humidity, direct sunlight, fluorescent light, ozone, X-rays and cold and excessive heat. Dispose of in accordance with local regulations.

### CLASSIFICATION

Personal Protective Equipment of category I in accordance with Regulation (EU) 2016/425.

### SHELF LIFE

5 years, after manufacture's date.

### SYMBOLLOGY



### LOGISTICS

Carton with 22000 units. Composed of 220 packs of 100 units each.

This technical data sheet is supported by the Quality Management System approval to EN ISO 9001:2015 under certificate PT18/06417, issued by SGS ICS.



**MANUFACTURER:**  
Arka, Europe, S.A  
Rua de Ribela 600, 4770-170 Cruz,  
Portugal  
info@arkamedical.eu | Tel. +351 252 916  
497  
(call to national land line)

FT/04\_2500\_rev.02\_01/11/2025

# FICHA DE DATOS TÉCNICOS

## Guantes de Polietileno

rubbergold®

**Material:** Polietileno

**Color:** Incoloro

**Peso:** 0.65 ± 0,3 gr/pc

**Talla:** Única

**Dimensiones:** 29 x 26 ± 1 cm

**Modelo:** Texturizado

**Esterilidad:** No estéril



### DESCRIPCIÓN

Guantes de un solo uso en polietileno. Con palma y dedos texturizados, ofrecen un buen agarre y protección básica para tareas ligeras.

### REFERENCIA

2500

### FINALIDAD DEL PRODUCTO

Protección del usuario contra posibles riesgos mínimos que puedan amenazar la salud y/o seguridad del usuario o de terceros.

### RECOMENDACIONES PARA EL ALMACENAMIENTO Y EL TRANSPORTE

Mantener en un lugar seco y proteger de la humedad y de la luz solar directa, la luz fluorescente, ozono, los rayos X y el calor y el frío excesivos. Desechar de acuerdo con las regulaciones locales.

### CLASIFICACIÓN

Equipo de protección personal categoría I, en conformidad con el Reglamento (UE) 2016/425.

### VIDA ÚTIL

5 años, después de la fecha de fabricación.

### SIMBOLOGÍA



### LOGÍSTICA

Cartón con 22000 unidades. Compuesto por 220 paquetes de 100 unidades cada uno.

Esta ficha de datos técnicos está sustentada por la aprobación del Sistema de Gestión de Calidad según EN ISO 9001:2015 bajo el certificado PT18/06417, emitido por SGS ICS.



**FABRICANTE:**  
Arka, Europe, S.A  
Rua de Ribela 600, 4770-170 Cruz,  
Portugal  
info@arkamedical.eu | Tel. +351 252 916  
497  
(llamada a fijo nacional)

FT/04\_2500\_rev.02\_01/11/2025

# FICHE TECHNIQUE

## Gants en Polyéthylène

rubbergold®

**Matériau :** Polyéthylène

**Couleur :** Incolore

**Poids :** 0.65 ± 0,3 gr/pc

**Taille :** Unique

**Dimensions :** 29 x 26 ± 1 cm

**Modèle :** Texturé

**Stérilité :** Non stérile



### DESCRIPTION

Gants à usage unique en polyéthylène. Avec des paumes et des doigts texturés, ils offrent une bonne prise en main et une protection de base pour les tâches légères.

### RÉFÉRENCE

2500

### OBJECTIF DU PRODUIT

Protection de l'utilisateur contre d'éventuels risques minimaux susceptibles de menacer la santé et/ou la sécurité de l'utilisateur ou de tiers.

### RECOMMANDATIONS DE STOCKAGE ET DE TRANSPORT

Conserver dans un endroit sec et protéger de l'humidité, de la lumière directe du soleil, de la lumière fluorescente, de l'ozone, des rayons X, du froid et de la chaleur excessive. Éliminer conformément aux réglementations locales.

### CLASSIFICATION

Équipement de protection individuelle de catégorie I, conformément au règlement (UE) 2016/425.

### DURÉE DE VIE

5 ans, après la date de fabrication.

### SYMBOLOLOGIE



### CONDITIONNEMENT

Carton de 22000 unités. Composé de 220 packs de 100 unités chacun.

Cette fiche technique est soutenue par l'approbation du système de gestion de la qualité selon EN ISO 9001:2015 sous le certificat PT18/06417, délivré par SGS ICS.



**FABRICANT:**  
Arka, Europe, S.A  
Rua de Ribela 600, 4770-170 Cruz,  
Portugal  
info@arkamedical.eu | Tel. +351 252 916  
497  
(appeler vers une ligne fixe nationale)

FT/04\_2500\_rev.02\_01/11/2025