

# FICHA TÉCNICA

Luvas em Polymer Azul, sem pó

Referências: RBPA120-S | RBPA120-M | RBPA120-L

rubbergold®



**Material:** Termoplástico de polietileno e elastómero

**Cor:** Azul

**Tamanho:** S | M | L

**Esterilidade:** Não estéril

## DESCRIÇÃO

Ambidextras. Isentas de látex, com baixo risco de alergias. Uso único.

## RECOMENDAÇÕES DE ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

Manter em local seco e proteger da humidade, luz solar direta, luz fluorescente, ozono, raios-X e frio e calor excessivo. Descarte de acordo com os regulamentos locais.

## FINALIDADE DO PRODUTO

Proteção do utilizador contra eventuais riscos mínimos, que possam ser suscetíveis de ameaçar a saúde e/ou segurança do usuário ou terceiros.

## LOGÍSTICA

Cartão com 2000 unidades. Composto por 10 caixas dispensadoras de 200 unidades cada.

## VIDA ÚTIL

3 anos, após a data de fabrico.

## CLASSIFICAÇÃO

Equipamento de proteção individual (EPI) de Categoria I.

## NORMATIVAS

Equipamento de Proteção Individual de categoria I de acordo com o Regulamento (EU) 2016/425. Fabricadas ao abrigo dos requisitos das Normas EN ISO 9001:2015. Testadas ao abrigo das normativas EN1186-1:2002; EN1186-2:2002; EN1186-3:2002, parte integrante do Regulamento (UE) N°10/2011.



**FABRICANTE:**

Arka, Europe, S.A  
Rua de Ribela 600, 4770-170 Cruz, Portugal  
info@arkamedical.eu | Tel. +351 252 916 497  
(chamada para telefone fixo nacional)

FT/03\_RBPA120\_rev.01\_04.11.2025

# FICHA TÉCNICA

Luvas em Polymer Azul, sem pó

Referências: RBPA120-S | RBPA120-M | RBPA120-L

rubbergold®

## CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

		Especificações
Largura da palma (mm)	S	217 ± 0.2
	M	238 ± 0.2
	L	238 ± 0.2
Comprimento (mm)	S	265 ± 0.2
	M	275 ± 0.2
	L	280 ± 0.2
Espessura (mm)	Punho	0.06 ± 0.01
	Palma	0.06 ± 0.01
	Dedo	0.06 ± 0.01
Gramagem (gr/luva)	S	1.8 ± 0.2
	M	2.0 ± 0.2
	L	2.2 ± 0.2

## SIMBOLOGIA



Esta ficha técnica é suportada pela aprovação do Sistema de Gestão da Qualidade segundo a EN ISO 9001:2015 sob o certificado PT18/06417, emitido pela SGS ICS e EN ISO 13485:2016 sob o certificado N° ES15/93800, emitido pela SGS UK



**FABRICANTE:**  
Arka, Europe, S.A  
Rua de Ribela 600, 4770-170 Cruz, Portugal  
info@arkamedical.eu | Tel. +351 252 916 497  
(chamada para telefone fixo nacional)

FT/03\_RBPA120\_rev.01\_04.11.2025

# FICHE TECHNIQUE

Gants en bleu polymère, non poudrés

Références : RBPA120-S | RBPA120-M | RBPA120-L

rubbergold®



**Matériau:** Polyéthylène thermoplastique et élastomère

**Couleur:** Bleu

**Taille:** S | M | L

**Stérilité:** Non stérile

## DESCRIPTION

Ambidextre. Sans latex, avec un faible risque d'allergies. À usage unique.

## RECOMMANDATIONS DE STOCKAGE ET DE TRANSPORT

Conserver dans un endroit sec et à l'abri de l'humidité, de la lumière directe du soleil, de la lumière fluorescente, de l'ozone, des rayons X et du froid et de la chaleur excessifs. Éliminer conformément aux réglementations locales.

## OBJECTIF DU PRODUIT

Protection de l'utilisateur contre tous risques minimes, susceptibles de menacer la santé et/ou la sécurité de l'utilisateur ou de tiers.

## LOGISTIQUE

Carte de 2000 unités. Composée de 10 boîtes distributrices de 200 unités chacune.

## VIE

3 ans après la date de fabrication.

## CLASSIFICATION

Équipement de protection individuelle (EPI) de catégorie I.

## RÈGLEMENT

Équipement de protection individuelle de catégorie I selon le règlement (UE) 2016/425. Fabriqué selon les exigences des normes EN ISO 9001:2015. Testé selon les normes EN1186-1:2002 ; EN1186-2:2002 ; EN1186-3:2002, partie intégrante du règlement (UE) n° 10/2011.



### FABRICANT:

Arka, Europe, S.A  
Rua de Ribela 600, 4770-170 Cruz, Portugal  
info@arkamedical.eu | Tél. +351 252 916 497  
(appel vers le poste fixe national)

FT/03\_RBPA120\_rev.01\_04.11.2025

# FICHE TECHNIQUE

Gants en bleu polymère, non poudrés

Références : RBPA120-S | RBPA120-M | RBPA120-L

rubbergold®

## CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

		Spécifications
Largeur de la paume (mm)	S	217 ± 0.2
	M	238 ± 0.2
	L	238 ± 0.2
Longueur (mm)	S	265 ± 0.2
	M	275 ± 0.2
	L	280 ± 0.2
Épaisseur (mm)	Poing	0.06 ± 0.01
	Paume	0.06 ± 0.01
	Doigt	0.06 ± 0.01
Grammage (gr/gant)	S	1.8 ± 0.2
	M	2.0 ± 0.2
	L	2.2 ± 0.2

## SYMBOLOLOGIE



Cette fiche d'information est étayée par l'approbation du système de gestion de la qualité selon la norme EN ISO 9001:2015 sous le certificat PT18/06417, délivrée par SGS ICS et EN ISO 13485:2016 sous le certificat n° ES15/93800, délivrée par SGS UK



### FABRICANT:

Arka, Europe, S.A  
Rua de Ribela 600, 4770-170 Cruz, Portugal  
info@arkamedical.eu | Tél. +351 252 916 497  
(appel vers le poste fixe national)

FT/03\_RBPA120\_rev.01\_04.11.2025